


ДИАМАГ (АЛМАГ-03) Аппарат магнитотерапевтический



ДИАМАГ предназначен для физиотерапевтического лечения низкочастотным низкоинтенсивным импульсным магнитным полем заболеваний головного мозга в условиях физиотерапевтических отделений и кабинетов лечебно-профилактических учреждений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения;
- транзиторная ишемическая атака;
- хроническая ишемия головного мозга;
- мигрень (гемикрания), мигренозная невралгия;
- остеохондроз шейного отдела позвоночника с явлениями цефалгии, краниалгии;
- хронический иридоциклит;
- болезнь Паркинсона - профилактика прогрессирования заболевания;
- расстройства сна.

ДОСТОИНСТВА:

- доказана клиническая эффективность и безопасность аппарата при инсульте и его последствиях;
- купирование болевого синдрома при начальных проявлениях приступов мигрени;
- улучшение качества жизни больных болезнью Паркинсона;
- соответствует стандарту медицинской помощи больным с инсультом (Приказ Минздравсоцразвития России №513 от 1 августа 2007 г.).

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ:

- в МБУЗ ГКБ №31 г. Москвы - клинической базе научно-исследовательского института цереброваскулярной патологии и инсульта ГОУ ВПО РГПУ, где доказана клиническая эффективность и безопасность применения аппарата в острый период инсульта;
- в неврологическом отделении МБУЗ «Городская больница № 4 г. Владимира, где доказана целесообразность применения аппарата при инсульте, мигрени, расстройствах сна;
- в санатории «Солотча» - клинической базе ГБОУ ВПО РязГМУ, где доказана клиническая эффективность проведения реабилитационных мероприятий с применением аппарата у больных болезнью Паркинсона, восстановления больных, перенесших инсульт, больных, страдающих хроническим иридоциклитом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Амплитуда магнитной индукции	8; 10 мТл
Частота воздействия	1-30 Имп/с
Маркировка полярности магнитного поля	«N» – север
Виды импульсных магнитных полей	«Бегущее», «неподвижное»
Количество предустановленных программ воздействия	4
Наличие индикации программ	+
Наличие сигнала начала и окончания процедуры	+
Электропитание от сети	(220±22)В, 50Гц



Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13599



Широкое применение аппаратов «Еламед» в нейрореабилитации – значимое условие качественного комплексного лечения, позволяющее специалисту результативно работать как в физиопроцедурном кабинете, так и у постели больного.



Подробная информация по телефону
бесплатной горячей линии **8-800-350-06-13**



или на официальном сайте **lpu.elamed.com**

АО «Елатомский приборный завод»

40 БЕЗУПРЕЧНЫХ ЛЕТ
НА СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЫ!